



GILSON PIPETTENSERVICE

FÜR DIE LANGLEBIGKEIT IHRER PIPETTE!

Pipetten sind Präzisionsinstrumente, die täglich im Labor – auch für kritische Anwendungen - eingesetzt werden. Wie jedes andere Instrument müssen sie regelmäßig gewartet und kalibriert werden um sicherzustellen, dass sie verlässlich nach den höchsten Standards arbeiten. In Übereinstimmung mit der ISO 8655 empfiehlt Gilson die Demontage, Reinigung, den Austausch von Verschleißteilen und die **Kalibrierung mindestens einmal pro Jahr**.

Alle unsere **technischen Fachleute** erhalten eine umfangreiche Ausbildung und sind Experten bei **Inspektion, Kalibrierung und Reparatur von Pipetten aller gängigen Hersteller**. Wir bieten Ihnen passende Service-Lösungen zur Verlängerung der Lebensdauer Ihrer Pipetten und sichern Ihnen das höchste Niveau an Genauigkeit und Präzision bei minimalen Kosten zu. Kontaktieren Sie uns für Ihr persönliches Angebot.

WAS BEINHALTET UNSER SERVICE?

Unsere Service-Programme bieten Kalibrierung und Wartung für alle gängigen Hersteller. Pipetten werden, je nach Marke und Modell, gefettet und bei Mehrkanal-Pipetten werden immer alle Kanäle kalibriert.

SERVICE FÜR ALLE GÄNGIGEN HERSTELLER			
SERVICE-PROGRAMME	ECO CHECK	ECO PLUS	ECO COMBI
Reinigung	✓	✓	✓
Justierung	✓	✓	✓
Reparatur (Original-Ersatzteile*)	✓*	✓*	✓*
Kalibrier-Zertifikat 2 Volumen / 4 Punktmessungen	✓		
Prüfaukleber	✓	✓	✓
Kalibrierschein nach ISO 8655-6		✓	✓
3 Volumen / 10 Punktmessungen		✓	✓
Eingangsprüfung 3 Volumen / 4 Punktmessungen			✓**

* Eventuell benötigte Ersatzteile werden separat berechnet. Ist die Reparatur unrentabel, werden wir Sie benachrichtigen.

** Auf Wunsch als 3 Volumen / 10 Punktmessungen; wird separat berechnet.



LISTENPREISE			
PIPETTE	ECO CHECK	ECO PLUS	ECO COMBI
Einkanal	29,90 €	39,90 €	55,90 €
Mehrkanal 8	52,00 €	75,00 €	110,00 €
Mehrkanal 12	59,00 €	85,00 €	119,00 €
Fest-Volumen, Einkanal	24,90 €	34,90 €	46,90 €

** Alle Preise gelten pro Pipette zzgl. MwSt und zzgl. eventuell benötigter Ersatzteile.

SERVICE-PROGRAMME

ECO CHECK

- 4 Messungen bei Minimalvolumen, 4 Messungen bei Nominalvolumen (8 Messungen pro Kanal).
- Kalibrierung nach ISO 8655-Spezifikationen; zzgl. Ersatzteile. Perfekt für akademische Labore!
- Diese Servicestufe entspricht den gängigen Laborstandards.

ECO PLUS

- 10 Messungen bei minimalem, mittlerem und Nominal-Volumen (30 Messungen pro Kanal).
- Kalibrierung nach ISO 8655-6-Spezifikationen; zzgl. Ersatzteile.
- Dieser Service eignet sich für regulierte Labore (GMP-, GLP-konform).

ECO COMBI

- 10 Messungen bei minimalem, mittlerem und Nominal-Volumen (30 Messungen pro Kanal).
- Eingangsprüfung mit 12 Messungen bei minimalem, mittlerem und Nominal-Volumen.
- Kalibrierung nach ISO 8655-6-Spezifikationen; zzgl. Ersatzteile.
- Geeignet für regulierte Labore (GMP-, GLP-konform).

DER WEG IHRER PIPETTE ZUM SERVICE

Wir bieten Ihnen den passenden Service - zugeschnitten auf die Vorgaben in Ihrem Labor. Kontaktieren Sie uns für ein individuelles Angebot.

SERVICE-TEAM-KONTAKT

service-de@gilson.com

www.gilson.com/de/pipettenservice

SERVICE IN UNSEREM KALIBRIERLABOR

Der ideale Service für Ihre Pipetten. Professionelle Reinigung und Kalibrierung Ihrer Pipetten unter idealen Bedingungen innerhalb unserer dedizierten Kalibrierlabore.

Wie Sie Ihre Pipetten zum Service einsenden:

- Laden Sie das Auftrags- und Dekontaminations-Formular herunter: www.gilson.com/de/pipettenservice.
- Senden Sie Ihre Pipetten zusammen mit dem ausgefüllten und unterschriebenen Formular an eines unserer Kalibrierlabore (Adressen: siehe hellblaue Box unten).

Bei größeren Mengen bieten wir Ihnen die Gilson-Pipetten Klinik, unseren Vor-Ort-Pipetten-Service, an. Unsere qualifizierten Fachleute kommen nach Absprache zu Ihnen und führen den Pipettenservice vor Ort durch.

- Alle Ihre Pipetten erhalten unsere Service ohne lange Wartezeiten.
- Ihre Pipette ist innerhalb eines Tages geprüft und kalibriert wieder zurück im Labor.
- Kompetenz vor Ort - wir beantworten gerne Ihre Fragen.

KALIBRIERUNG NACH ISO 17025

Auf Wunsch kalibrieren wir Ihre Pipetten nach ISO 17025. Dieser Service wird separat berechnet. Gerne beraten wir Sie dazu. Bitte kontaktieren Sie uns für weitere Informationen.

Der internationale Standard ISO 17025 dient weltweit als Basis zur Akkreditierung von Pipetten-Kalibrierlaboratorien. Die Kompetenz und der hohe Qualitätsanspruch bei der Kalibrierung von Pipetten unserer Kalibrierlabore wurde mit der Akkreditierung nach ISO 17025 durch die DAkkS bestätigt.



Gilson International BV Deutschland - Kalibrierlabor Limburg

Hoenbergstraße 6 | 65555 Limburg
T +49 (0)6431 2121 5 0 • F +49 (0)6431 2121 5 40



Gilson International BV Deutschland - Kalibrierlabor Berlin

Innovationspark Wuhlheide | Haus 41 / Eingang B
Köpenicker Straße 325 | 12555 Berlin
T +49 (0)30 657 638 12 • F +49 (0)30 657 638 19